

# Mando a distancia



## Descripción del producto

El control remoto es para clientes que aprecian la capacidad de controlar fácil y discretamente sus audífonos.

Pueden usarlo para cambiar programas y ajustar el volumen, sin incluso mirarlo. Esto es gracias a un teclado simple que cuenta con grandes botones, cóncavos, táctiles y ergonómicos. Tienen símbolos en relieve en el centro, por lo que son fáciles de localizar y deslizar un dedo sobre ellos. Esto es especialmente bueno para los usuarios con poca destreza manual.

El control remoto es pequeño y práctico y tiene un diseño elegante y ergonómico. Cabe en un bolso, un bolsillo o la palma de la mano como una llave de coche y se integra fácilmente con otros accesorios inteligentes en un escritorio o una mesa.

### Fácil de conectar

- Para emparejar con un audífono, presione el botón de emparejamiento en la parte posterior del control remoto y abra y cierre el portapilas del audífono dentro de los 20 segundos siguientes.

### Fácil de usar

- Puede cambiar los programas en su audífono con solo presionar el botón del programa.
- El volumen de su audífono se puede ajustar con los botones + y -.
- Batería de botón de Litio CR2032 está ampliamente disponible y es fácil de reemplazar.

### Datos técnicos

Dimensiones	73 x 35 x 14 mm
Peso	22,5 g
Fuente de alimentación	Batería de botón de Litio CR2032
Conexiones inalámbricas	2 audífonos por Control Remoto
Frecuencia inalámbrica	2,4 GHz
Alcance inalámbrico	Aproximadamente la longitud del brazo
Velocidad de transmisión	2 Mbit/s
Emisión	Max. +4 dBm, en cumplimiento de todas las normas relevantes
Tolerancia ESD	+/- 4 kV contact. +/- 8 kV air.
Temperatura de funcionamiento	0 to +55 °C / +32 to +131 °F
Temperatura de almacenamiento	-20 to +60 °C / -4 to +140 °F

### Fabricante

GN Hearing A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Dinamarca  
Tfno.: +45 4575 1111  
N° CVR 55082715